



## SICHERHEITSMASSNAHMEN

- Benutzer von elektronischen Geräten wie Herzschrittmachern, Elektrokardiogrammscannern, künstlichen Herz-Lungen-Maschinen, Infusionspumpen usw. sollten dieses Gerät nicht verwenden. Eine Fehlbedienung von medizinischen elektronischen Geräten kann zu Unfällen und körperlichen Beschwerden führen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe einer mit Wasser gefüllten Badewanne und/oder Duschwanne. Halten Sie dieses Produkt und seine Stromquelle in einem trockenen Zustand.
- Verwenden Sie das Gerät nicht unter einem Ofen oder einer Klimaanlage-Heizung, um Unfälle oder Produktausfälle zu vermeiden.
- Wenn das Produkt, die Fernbedienung oder das Netzkabel beschädigt ist, verwenden Sie es nicht, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- Stellen Sie es nicht an Orten auf, die für Säuglinge und Kinder leicht zugänglich sind, um gefährliche Unfälle zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht, tauchen Sie es nicht in Wasser ein, um Fehlfunktionen oder Unfälle zu vermeiden. Wenn es in Wasser fällt, verwenden Sie es nicht weiter.
- Dieses Produkt ist für das Gesicht bestimmt, verwenden Sie es nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander und nehmen Sie keine Änderungen oder Reparaturen vor, um den normalen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten.
- Nicht in Kombination mit lichtempfindlichen Inhaltsstoffen oder säurehaltigen Hautpflegeprodukten oder chemischen Peelings verwenden.

### Im Folgenden bitte keine Behandlung bei:

- Stark entzündeten Stellen mit Akne usw.
- Durch Kosmetika verursachte stark entzündete Stellen
- Großflächig erkrankte oder verletzte Haut
- Hautflecken aufgrund von Juckreiz, Rötung oder körperlicher Irritation
- Sonnenverbrannter Haut
- Okulodermale Melanozytose (bläulich-schwarze Verfärbung der Haut, im Bereich der Stirn, der Periorbitalregion und der Wange)



## VINOBLE COSMETICS

Die folgenden Personen sind für die Verwendung dieses Produkts nicht geeignet, und eine übermäßige Verwendung kann zu Unfällen oder Hautproblemen führen:

- Personen unter 18 Jahren
- Personen mit Herzerkrankungen
- Personen mit bösartigem Tumor
- Personen mit keloiden Narben
- Personen mit schwerem Melasma im Gesicht
- Personen mit psychischen Störungen
- Personen mit akuten infektiösen Krankheiten
- Personen mit sonnenverbrannter Haut
- Personen mit abnormalem Blutdruck
- Schwangere und Stillende
- Krebskranke besonders bei Hautkrebs und präkanzerösen Leberflecken
- Personen mit gestörter Wundheilung (Diabetes)
- Personen mit Autoimmunerkrankungen
- Personen mit einer Botox Injektion in den letzten 3 Monaten
- Personen mit Kontaktdermatitis aufgrund von Chemiefasern
- Personen mit Langzeitverwendung von Steroidmedikamenten oder Kapillaritätsstörungen aufgrund einer Leberfunktionsstörung
- Wenn der Anwendungsbereich permanente Füllstoffe oder temporäre subkutane Füllstoffe enthält, ist vor der Anwendung ein Arzt zu konsultieren
- Bei einer Krankenhausbehandlung ist vor der Anwendung ein Arzt zu konsultieren

### Hinweis:

- Achten Sie bei der Bedienung dieses Produkts darauf, dass Ihre Hände trocken sind.
- Dieses Produkt ist ein Präzisionsinstrument. Falten Sie es nicht, ziehen Sie nicht daran, setzen Sie sich nicht darauf, und verursachen Sie keinen Kurzschluss, der die Verwendung des Produkts beeinträchtigen könnte. Bitte lagern Sie es nach Gebrauch ordnungsgemäß.
- Zum Reinigen verwenden Sie Desinfektionstücher.