



VINOBLE COSMETICS

MISURE DI SICUREZZA

- Gli utenti di dispositivi elettronici medicali (pacemaker, scanner per elettrocardiogramma, macchine cuore- polmone artificiale, pompe per infusione, ecc...) non devono utilizzare questo dispositivo. Il funzionamento errato dei dispositivi elettronici medicali può provocare incidenti e problemi fisici.
- Non utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate (come vasca o doccia). Conservare questo prodotto e la sua fonte di alimentazione in un luogo asciutto.
- Per evitare incidenti o guasti al prodotto, non utilizzare il dispositivo sotto fonti di calore diretto (come fornello o termosifone).
- Se il prodotto, il telecomando o il cavo di alimentazione sono danneggiati, non utilizzarli per evitare il rischio di scosse elettriche.
- Per evitare incidenti pericolosi, non lasciare il dispositivo alla portata dei bambini.
- Questo prodotto non è impermeabile, non immergerlo in acqua per evitare malfunzionamenti o incidenti. In caso di caduta nell'acqua, interrompere l'utilizzo.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente al viso, non utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.
- Per garantire il normale utilizzo del prodotto, non smontare personalmente il dispositivo né apportare modifiche o riparazioni.
- Non utilizzare in combinazione con prodotti fotosensibili, acidi o peeling chimici.

Si prega di non trattare quanto segue:

- Aree gravemente infiammate o con acne severa
- Aree gravemente infiammate causate dai cosmetici
- Ampie aree di pelle malata o ferita
- Chiazze cutanee con prurito, arrossamento o irritazione fisica
- Pelle lesionata o irritata
- Melanocitosi oculodermica (colorazione nero-bluastro della pelle, nella fronte, nella regione periorbitale e nella guancia)



VINOBLE COSMETICS

Utilizzare in modo eccessivo il prodotto può causare problemi di salute e alla pelle. L'uso di questo prodotto è sconsigliato alle seguenti persone, onde evitare ulteriori problemi di salute:

- Minori di 18 anni
- Persone con malattie cardiache
- Persone con tumori maligni
- Persone con cicatrici cheloidi
- Persone con grave melasma facciale
- Persone con disturbi mentali
- Persone con malattie infettive acute
- Persone con la pelle scottata dal sole
- Persone con pressione sanguigna anormale
- Donne incinte e in allattamento
- Persone affette da cancro, in particolare cancro della pelle o lesioni precancerose
- Persone con compromissione della guarigione delle ferite (es. diabete)
- Persone con malattie autoimmuni
- Persone che hanno subito iniezioni di Botox negli ultimi 3 mesi
- Persone con dermatite da contatto causata da fibre chimiche
- Persone con uso prolungato di farmaci steroidi o con disturbi della capillarità dovuti a disfunzioni epatiche
- Se l'area di applicazione contiene filler permanenti o temporanei, consultare un medico prima dell'uso
- Se si è in cura ospedaliera, consultare un medico prima dell'uso

Un avviso:

- Quando si utilizza questo prodotto, assicurarsi che le mani siano asciutte.
- Questo prodotto è uno strumento di precisione. Non piegarlo, tirarlo, sedersi sopra o provocare cortocircuiti che potrebbero compromettere l'utilizzo del prodotto. Si prega di conservarlo correttamente dopo l'uso.
- Utilizzare salviette disinfettanti per la pulizia.